

ハイフラッシュカラム 製品仕様

カラムサイズ	内径 × カラム長 (mm)	全長 (mm)
5L-C	60 × 195	210
5L	60 × 180	210
4L	48 × 170	200
3L	46 × 130	160
2L	26 × 150	180
L	26 × 100	135
M	20 × 75	95
S	16 × 60	80

充填剤	ポアサイズ*	粒子径	ロック形式	カラム サイズ	充填剤量 (g)	包装単位 (本)	製品番号
シリカゲル SiOH	60 Å	40 μm	シリンジ 	L	30	10	V001-01
						50	V001-05
						250	V001-25
						500	V001-50
						1000	V001-11
				M	12	10	V003-01
						50	V003-05
						250	V003-25
						500	V003-50
						1000	V003-11
				S	6	20	V002-02
						50	V002-05
						250	V002-25
						500	V002-50
						1000	V002-11
			ルアーロック 	5L-C	300	5	W008-06
						10	W008-01
				5L	250	5	W007-06
						10	W007-01
						50	W007-05
						250	W007-25
				4L	165	10	W006-01
						50	W006-05
						250	W006-25
						500	W006-50
				3L	120	10	W004-01
						50	W004-05
						250	W004-25
						500	W004-50
				2L	45	10	W005-01
50	W005-05						
250	W005-25						
500	W005-50						
L	30	1000	W005-11				
		10	W001-01				
		50	W001-05				
		250	W001-25				
L	30	500	W001-50				
		1000	W001-11				
		10	W001-01				
		50	W001-05				







充填剤	ホア-サイズ*	粒子径	ロック形式	カラムサイズ	充填剤量 (g)	包装単位 (本)	製品番号
シリカゲル SiOH	60 Å	40 μm	ルアーロック	M	14	10	W003-01
						50	W003-05
						250	W003-25
				500	W003-50		
				1000	W003-11		
				20	W002-02		
		50	W002-05				
		250	W002-25				
		500	W002-50				
		1000	W002-11				
		70 μm	シリンジ	L	30	10	V221-01
						50	V221-05
						250	V221-25
				M	12	10	V223-01
						50	V223-05
	250					V223-25	
	S		6	20	V222-02		
				50	V222-05		
				250	V222-25		
	ルアーロック		4L	165	10	W226-01	
					50	W226-05	
					250	W226-25	
			3L	120	10	W224-01	
					50	W224-05	
					250	W224-25	
		2L	45	10	W225-01		
				50	W225-05		
				250	W225-25		
	L	30	10	W221-01			
			50	W221-05			
250			W221-25				
M	12	10	W223-01				
		50	W223-05				
		250	W223-25				
S	6	20	W222-02				
		50	W222-05				
		250	W222-25				
充填剤	ホア-サイズ*	粒子径	ロック形式	カラムサイズ	充填剤量 (g)	包装単位 (本)	製品番号
シリカゲル SiOH 塩基性	100 Å	70 μm	シリンジ	L	25	10	V231-01
						50	V231-05
						100	V231-10
				M	9	10	V233-01
						50	V233-05
						100	V233-10
				S	5	20	V232-02
						50	V232-05
						100	V232-10
			ルアーロック	3L	92	10	W234-01
						50	W234-05
						100	W234-10
				2L	31	10	W235-01
						50	W235-05
						100	W235-10
	L	25		10	W231-01		
				50	W231-05		
				100	W231-10		
	M	9	10	W233-01			
			50	W233-05			
			100	W233-10			
	S	5	20	W232-02			
			50	W232-05			
			100	W232-10			

充填剤	ホア-サイズ	粒子径	ロック形式	カラムサイズ	充填剤量 (g)	包装単位 (本)	製品番号
オクタデシル C ₁₈ スタンダード ※モノメリックタイプ	120 Å	50 μm	シリンジ	L	35	10	V111-01
						50	V111-05
						100	V111-10
				M	14	10	V113-01
						50	V113-05
						100	V113-10
				S	7	20	V112-02
						50	V112-05
						100	V112-10
			ルアーロック	5L	250	1	W117-00
						5	W117-06
						10	W117-01
				4L	165	1	W116-00
						5	W116-06
						10	W116-01
				3L	110	1	W114-00
						5	W114-06
						10	W114-01
				2L	45	5	W115-06
						10	W115-01
						50	W115-05
				L	35	10	W111-01
						50	W111-05
						100	W111-10
M	14	10	W113-01				
		50	W113-05				
		100	W113-10				
S	7	20	W112-02				
		50	W112-05				
		100	W112-10				
充填剤	ホア-サイズ	粒子径	ロック形式	カラムサイズ	充填剤量 (g)	包装単位 (本)	製品番号
アミノ NH ₂	60 Å	40 μm	シリンジ	L	36	10	V091-01
						50	V091-05
						250	V091-25
				M	13	10	V093-01
						50	V093-05
						250	V093-25
				S	8	20	V092-02
						50	V092-05
						250	V092-25
			ルアーロック	5L-C	350	5	W098-06
						10	W098-01
				5L	303	5	W097-06
						10	W097-01
						50	W097-05
				4L	190	10	W096-01
						50	W096-05
						250	W096-25
				3L	130	10	W094-01
						50	W094-05
						250	W094-25
				2L	53	10	W095-01
						50	W095-05
						250	W095-25
				L	36	10	W091-01
50	W091-05						
250	W091-25						
M	15	10	W093-01				
		50	W093-05				
		250	W093-25				
S	8	20	W092-02				
		50	W092-05				
		250	W092-25				

■ハイフラッシュカラム付属品

製品名		製品番号	機能
カラム栓	5L-C		カラム本体上部に取り付ける 耐圧、耐溶媒の栓
	5L	B090	
	4L	B080	
	3L	B070	
	L, 2L	B060	
	M	B062	
	S	B061	
カラムホルダー	5L, 5L-C	A991	カラム本体とカラム栓を接続固定するための プラスチック製クランプ
	3L, 4L	A984	
	L, 2L	A980	
	M	A981	
	S	A982	

■ハイフラッシュカラムのジョイント類

製品名	製品番号	用途
カラム架台用ジョイント	L021	専用カラム架台 に接続  1/4-28UNF
インジェクトジョイント	B064	 1/4-28UNF
	L033 (SUS製)	
ルアーロック用ジョイント (オス)	L011	 1/4-28UNF
シリンジジョイント	B490	 1/4-28UNF
ルアーロックジョイント [ルアーロック用中間コネクタ- (メス)]	L004	 1/4-28UNF
	L034 (SUS製)	
ルアーロックジョイント [ルアーロック用中間コネクタ- (オス)]	L012	 1/4-28UNF