

ウルトラパック カートリッジカラム 製品仕様

●カートリッジカラム

充填剤	粒子径 (μm)	ポアサイズ (\AA)	カラムサイズ (mm)	製品番号	販売単位
シリカゲル SiOH	40	120	11 × 100	Si-40A-M	1本 5本 10本
			26 × 100	Si-40B-M	
			37 × 100	Si-40C-M	
			50 × 100	Si-40D-M	
			11 × 150	Si-40A-L	
			26 × 150	Si-40B-L	
			37 × 150	Si-40C-L	
			50 × 150	Si-40D-L	
オクタデシル C ₁₈ スタンダード	50	120	11 × 100	ODS-S-50A-M	1本 5本 10本
			26 × 100	ODS-S-50B-M	
			37 × 100	ODS-S-50C-M	
			50 × 100	ODS-S-50D-M	

●付属品

製品名	製品番号	包装単位
エンドフィッティング	B731	2
チューブジョイント	B543	2